

Schritt 1:

Installation von Windows 11 über die Plattform VWMware (diese ist kostenlos) für Apple Computer.


<https://www.youtube.com/watch?v=ZmRgceXwYhc> (21.04.26)

Es braucht auf Dauer einen Windows Key. So lange kann man Windows drei Monate kostenlos nutzen.

Schritt 2:

Dieser erfolgt nach Installation/ Update des Psyprax-Programmes am Institut:

Treiber für das Kartenlesegerät auf der Seite Zemo.de herunterladen



Schritt 3:

Treiber entpacken


Schritt 4:

Sind die Treiber erfolgreich installiert zieht sich auf dem Desktop ein VML Servicetool.



Schritt 4:

Service tool öffnen und überprüfen ob das Gerät erkannt wird. Die rot angezeigte Zeile kann ignoriert werden.



Schritt 5:

Nun erneut Psyprax öffnen.

Unter „Gerät“ wird das Zemo VML GK 1/2 ausgewählt. Neben dem Gerät wird die COM Nummer auf drei gesetzt.

Das Chipkartengerät muss nicht über den Button „zum Windows Geräte-Manager“ hinzu gefügt werden.

